

HARTMANN



Wundversorgung vom Experten

## Sorbalgon® Classic & Sorbalgon® T Classic

Die Calciumalginat-Kompresse  
aus natürlichen, aus Seetang  
gewonnenen Fasern



### Eigenschaften und Vorteile



Bildet im Kontakt mit den Natriumionen  
des Wundexsudates ein **hydrophiles, nicht  
verklebendes Gel**



Gewährleistet ein **feuchtes Wundmilieu**, das  
den natürlichen **Heilungsprozess beschleunigt**



Unterstützt die **Stillung von  
Blutungen**



**Schmerzarme Entfernung** der Kompresse  
aufgrund der gelbildenden Oberfläche, die nicht  
mit der Wunde verklebt



**Zuschneidbar**



Kann **bis zu 7 Tage auf der Wunde  
verbleiben**

### Empfohlen zur Behandlung von

- Oberflächlichen und tiefen Wunden
- Mäßig bis stark exsudierenden Wunden
- Ulcus cruris venosum/arteriosum
- Diabetischem Fußsyndrom
- Dekubitus
- Hautentnahmestellen
- Operationswunden

# Das Sortiment im Überblick Sorbalgon® Classic & Sorbalgon® T Classic



Produktname	Größe	Artikel-Nr.	PZN	Packungsinhalt
Sorbalgon® Classic	5 x 5 cm	999 011	17834376	10
Sorbalgon® Classic	10 x 10 cm	999 013	17834399	10
Sorbalgon® Classic	10 x 20 cm	999 014	17834413	5
Sorbalgon® T Classic, 1 g	30 cm steril	999 016	17834442	3
Sorbalgon® T Classic, 2 g	30 cm steril	999 017	17834459	5

Mehr zur Wundversorgung vom Experten unter [www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Telefon: +49-7321-36-0  
Fax: +49-7321-36-3636  
E-Mail: [info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)

(07/2022) 086 339/9